



Pos. Art.Nr. Anz. Bezeichnung

- | | | | |
|----|----------|---|--------------------------------------|
| 1 | DE452-2B | 1 | U-Kern, geblättert, breit |
| 2 | DE452-3B | 1 | Eisenkern, kurz, geblättert, breit |
| 3 | DE452-4B | 2 | Spannzange für Aufbaustrafo, demo |
| 4 | DE453-1C | 1 | Spule „demo“ 300 Windungen, gelb |
| 5 | DE453-1D | 1 | Spule „demo“ 600 Windungen, blau |
| 6 | DE453-1E | 1 | Spule „demo“ 1200 Windungen, schwarz |
| 7 | DE452-2N | 1 | Eisenkern massiv, L=105 mm |
| 8 | DE453-3N | 1 | Eisenkern massiv, L=216 mm |
| 9 | DE454-1F | 2 | Flachstecker |
| 10 | DE452-1D | 1 | Dreheisenmesswerk - Spuleneinsatz |
| 11 | DP410-1N | 1 | Nägel klein, in Dose |
| 12 | DE407-1C | 1 | Knopfmagnete groß, Paar „neo“ |
| 13 | P3410-2K | 1 | Magnetfeldsonde groß „neo“ |

Aufbewahrung:

- | | | | |
|----|----------|---|---------------------------------------|
| 14 | P7917-EM | 1 | Boxeneinsatz Elektromagnetismus, MBC |
| 15 | P7806-1K | 1 | Aufbewahrungsbox II klein, mit Deckel |
- Boxeneinräumplan und 2 Aufkleber